




Set Your Own Rhythm for Recovery

InTandem uses a combination of music, foot sensors, and software to help improve walking.

Get Started



Charge the system for at least 1 hour.



Connect to WiFi or use the preloaded cellular plan to get the latest music and updates.



Get familiar with the device and user manual.

Your First Walk



Choose a safe place to walk that's flat and level.



Turn on the touchscreen device and attach the foot sensors.




When the music starts, all you need to do is walk to the beat!

Questions? Contact Us

(844) 400-9255

intandemrx.com/support



Manufactured by:
MedRhythms™, Inc.
183 Middle Street, Suite 300
Portland, ME 04101

Review the included Instructions for Use for detailed instructions, warnings, and precautions. IFU002, Rev. A, SEP2023.


© 2023 MedRhythms, Inc. All rights reserved. MedRhythms and InTandem are trademarks of MedRhythms, Inc.



Establece tu propio ritmo para la recuperación

InTandem utiliza una combinación de música, sensores de pie y software para mejorar el andar.

Comenzar



Carga el sistema durante al menos 1 hora.



Conéctate a la red wifi o utiliza el plan de telefonía móvil preinstalado para obtener la música y las actualizaciones más recientes.



Familiarízate con el dispositivo y el manual del usuario.

Tu primera caminata



Elige un lugar seguro para caminar que sea plano y esté nivelado.



Enciende el dispositivo con pantalla táctil y conecta los sensores de pie.




Cuando la música comience, todo lo que necesitas hacer es caminar a ritmo.

¿Preguntas? Contáctanos

(844) 400-9255

intandemrx.com/support



Fabricado por: MedRhythms™, Inc.
183 Middle Street, Suite 300
Portland, ME 04101

Consulta las Instrucciones de uso incluidas para obtener instrucciones, advertencias y precauciones detalladas. IFU002, Rev. A, SEP2023.

© 2023 MedRhythms, Inc. Todos los derechos reservados. MedRhythms e InTandem son marcas comerciales de MedRhythms, Inc.